



移動用リフト・つり具

移動用リフトの選び方

移動用リフトは使用場所と使用目的の確認をしましょう。

また使い場所により座位保持が可能かどうかという身体機能でリフトの使い分けをすることがあります。

座位バランスがいいが立ち上がりが困難なのか、座位保持が困難なのかをまず確認するようにしましょう。

移動用リフトの種類と特長

自立



全介助

屋外で

外から中へ。中から外へ。段差がある場所でも車いすに乗ったまま安全に移動できます。

居室で

床や椅子からの立ち座りや移乗の動作をサポートします。

ベッドから車いすやポータブルトイレへの移乗など、居室や寝室での利用に。

浴室で

滑りやすく事故の危険性が高い浴室や浴槽への出入りを、より安全にスムーズに。

車いすに乗ったままでの移動に



UD-320CS



UD-320CL



UD-310S

床や椅子からの立ち座りに



エコライト

ベッドからの離床や室内での移動に



マイティライトⅢ



つるべBセット

浴槽への出入りに



バスリフト

浴室での移動や浴槽への出入りに



つるべF1セット



つるべF2Rセット

つり具の種類と特長

介護保険対象購入品

リフトの種類により専用のつり具が必要です。移動用リフトのつり具とは、リフトを使用するときに身体を包み込んで持ち上げる部分です。身体機能、使用場面、介護者の状況などに応じて種類を選択する必要があります。



ハーフサイズシート

からだが比較的安定して座位がとれる方に。



フルサイズシート

座位が安定していない方に。からだ全体をしっかり包みます。



ベルト型シート

装着が簡単。取扱いやすいタイプです。



トイレ用シート

臀部が大きく開いています。下着の着脱に便利です。

※ご利用になるリフトの種類によって対応するつり具が異なります。各移動用リフトごとに適したつり具をお選びください。つり具の選択についてはグリーンケア取扱店にご相談ください。

ベッド・ベッド付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊感知機器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車椅子・車椅子付属品

スロープ

移動用リフト・つり具

介護保険購入対象品

販売品

情報

車椅子用電動昇降機 UD-320CS

使い方




直進進入



使用場所: 屋外
使用条件: 直進進入

重さ
75
kg

ロールカーテンや停電時の非常降下スイッチ、いたずら防止のキースイッチなど安全面には細心の注意を払っています。平らな場所があれば設置のための基礎工事は必要ありません。



建物の寸法
次の各部の寸法をご確認ください。
①地面から出入り口までの高さ: 65cm 以下
②出入り口の開口寸法: 72cm 以上
③壁から出入り口までの寸法: 16cm 以上
④敷地幅の寸法: 149.5cm 以上
設置面
水平な場所に設置してください。
土の上には直接設置しないでください。

商品名	商品番号	商品コード
UD-320CS	22-5867-1	00084-000093
全長 (スロープを下げたとき): 145.5cm		全幅: 93cm
全高: 111.5~172cm		テーブル内寸: 幅68×長さ114cm
昇降範囲: 5.5~65cm		スロープ: 幅68.5×長さ27.5cm
ブリッジ: 幅68.5cm×長さ27.5cm		昇降時間: 50Hz=52秒/60Hz=43秒
重さ: 75kg		耐荷重: 150kg
		スロープ角度: 10度
		使用電源: AC100V
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円	円
	(3割) 円	円
		円

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

車椅子用電動昇降機 UD-320CL

使い方




L字進入



使用場所: 屋外
使用条件: L字進入

重さ
79
kg

建物の構造に合わせて、L字乗り込みができます。平らな場所があれば設置のための基礎工事は必要ありません。



建物の寸法
次の各部の寸法をご確認ください。
①地面から出入り口までの高さ: 65cm 以下
②出入り口の開口寸法: 72cm 以上
③壁から出入り口までの寸法: 16cm 以上
④敷地幅の寸法: 130cm 以上
設置面
水平な場所に設置してください。
土の上には直接設置しないでください。

商品名	商品番号	商品コード
UD-320CL	22-5864-1	00084-000094
全長 (ブリッジを立てたとき): 126cm		全幅 (スロープを下げたとき): 129cm
全高: 111.5~172cm		テーブル内寸: 幅73.5×長さ114cm
昇降範囲: 5.5~65cm		スロープ: 幅99×長さ35cm
ブリッジ: 幅68.5cm×長さ27.5cm		昇降時間: 50Hz=52秒/60Hz=43秒
重さ: 79kg		耐荷重: 150kg
		スロープ角度: 6度
		使用電源: AC100V
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円	円
	(3割) 円	円
		円

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

車椅子用電動昇降機 UD-310S

使い方




直進進入



使用場所: 屋外
使用条件: 直進進入

重さ
78
kg

テーブル下面への入り込み防止などがあり、安全です。



建物の寸法
次の各部の寸法をご確認ください。
① 65cm 以下
② 76cm 以上
③ 16.2cm 以上
設置面
水平な場所に設置してください。土の上には直接設置しないでください。

商品名	商品番号	商品コード
UD-310S	22-5745-1	00084-000067
全長 (ブリッジを立てたとき): 145.5cm		全幅 (スロープを下げたとき): 103cm
全高: 131~193.5cm		テーブル内寸: 幅68.5×長さ106.5cm
昇降範囲: 6~65cm		スロープ: 幅73×長さ30cm
ブリッジ: 幅73cm×長さ30cm		昇降時間 (無負荷時): 50Hz=52秒、60Hz=43秒
重さ: 78kg		耐荷重: 150kg
		スロープ角度: 10度
		使用電源: AC100V
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円	円
	(3割) 円	円
		円

介護保険
購入
対象品

販売品

情報



移動用リフト・つり具

ベッド・
ベッド
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

独立宣言ローザ・コンパクトシート DSR5-C

コムラ製作所



使用場所：居室
使用条件：立ち上がり

上下ストロークは59.5cm。座板高さは1.5~61cmまで高さ調節可能。アームレストは跳ね上げできるので、ベッド・車イスへの移乗にも利用できます。

商品名	商品番号	商品コード
DSRS-C	22-5833-1	00088-000022
サイズ：幅55×奥行81×高さ97.5cm 座面高さ：1.5~61cm 重さ：42kg 使用電源：AC100V		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	円 月額レンタル料金 円

独立宣言リクライニング DSREC

コムラ製作所



使用場所：居室
使用条件：立ち上がり


背もたれと座板が一緒に傾斜する電動チルト機構と背もたれが後ろに傾斜する電動リクライニング機構が備わっています。

商品名	商品番号	商品コード
DSREC	22-5706-1	00088-000015
サイズ：幅66×奥行101.5×高さ95.5cm 座面高さ：16~57.5cm リクライニング角度：105°~135° ティルト稼働範囲：30° 重さ：45kg 耐荷重：100kg 使用電源：AC100V		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	円 月額レンタル料金 円

バスリフト EWB101N

TOTO

重さ
20
kg



使用場所：浴室
身体機能：端座位可


電動でシートが上下し、浴槽での立ち座りや出入りをサポートします。

商品名	商品番号	商品コード
EWB101N	22-0701-1	00187-000111
ご利用可能体重：35~100kg 充電時間：50分 (1回の充電で約10往復) バッテリー：DC12V		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	円 月額レンタル料金 円

バスリフト EWB101N アームレスト乗越えキット付

TOTO

重さ
20.8
kg



乗越えキット


使用場所：浴室
身体機能：端座位可

浴槽にアームレストが付いている場合はこちらをご利用ください。

商品名	商品番号	商品コード
EWB101N アームレスト乗越えキット付	22-0702-1	00187-000223
ご利用可能体重：35~100kg 充電時間：50分 (1回の充電で約10往復) バッテリー：DC12V		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	円 月額レンタル料金 円

床走行式リフト マイティライトⅢ

ミクニ ライフ&オート



使用場所：居室

使用できるベッド：ケア優 ミオレットフォーユー ※1 ※2 楽匠Z 楽匠S ラフィオ

※1 要ハイトスペーサー
※2 超低床仕様不可

非課税

[動画] マイティライトⅢ 使用例

ベッドからの移動編 車いすからベッドへの移動編



コンパクトな仕様かつ、6輪キャスター(前輪Wキャスター)で、小回りに優れています。

前脚高さが6.1cm。低床ベッドでも使用できるリフトです。手動降下装置、電圧低下時降下機構を装備。

在庫限定品

商品名	商品番号	商品コード
マイティライトⅢ	22-5888-0	00139-000027
前脚高さ：6.1cm 重さ：34.5kg バッテリー：電源AC100Vで充電 前輪：3.5cm (Wキャスター式) 後輪：7.5cm (ブレーキ付) 耐荷重：160kg		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	円 月額レンタル料金 円

つるべー Bセット (寝室用)

モリトー




使用場所: 居室

使用できるベッド: ケア優 ※1 ミオレット ※1 フォーユー ※2 楽匠 S ※2 ラフィオ ※2
※1 要ハイトスペーサー ※2 超低床仕様不可

アームが360度回転するため、広い範囲で使用できます。

非課税



商品名	商品番号	商品コード
85cm	22-5720-0	00229-000005
本体重さ: 51.3kg	電装品重さ: 5.1kg	電源: AC100V 耐荷重: 100kg
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円

床ずれ
防止用具


体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

つるべー F1セット (浴室用)

モリトー




使用場所: 浴室

身体機能: 座位困難

商品名	商品番号	商品コード
70cm	22-5722-0	00229-000002
85cm	22-5723-0	00229-000002
本体重さ: (アーム70cm)21.2kg, (アーム85cm)21.6kg	電装品重さ: 5.1kg	電源: AC100V 耐荷重: 100kg
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円

つるべー F2Rセット (浴室用)

モリトー



使用場所: 浴室

身体機能: 座位困難

商品名	商品番号	商品コード
第1アーム30cm 第2アーム70cm	22-5725-0	00229-000016
第1アーム30cm 第2アーム85cm	22-5726-0	00229-000016
商品名	商品番号	商品コード
第1アーム40cm 第2アーム70cm	22-5728-0	00229-000016
第1アーム40cm 第2アーム85cm	22-5729-0	00229-000016
本体重さ: (第1アーム30cm×第2アーム70cm)26.2kg (第1アーム30cm×第2アーム85cm)26.6kg (第1アーム40cm×第2アーム70cm)27kg (第1アーム40cm×第2アーム85cm)27.4kg	電装品重さ: 5.1kg	電源: AC100V 耐荷重: 100kg
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

マイティライトⅢ用つり具

介護保険対象購入品

ミニライフ&オート

※掲載以外のつり具も取り扱っております。お気軽にお問い合わせ下さい。



ハイバック4点式

商品番号
43-5592-1
適応身長: 140cm以上 耐荷重: 100kg
メーカー希望小売価格 62,640 円

スリングローバック・スタンダード

サイズ	商品番号
S	43-5640-1
適応身長: 155cm未満 耐荷重: 100kg	
サイズ	商品番号
M	43-5629-1
適応身長: 155cm以上 耐荷重: 100kg	
メーカー希望小売価格 43,200 円	

つるべー用つり具

介護保険対象購入品

モリトー

エヴァスリング
ハーフ

サイズ	商品番号
中	43-5511-1
耐荷重: 140kg	
メーカー希望小売価格 42,120 円	

エヴァスリング
フル

サイズ	商品番号
中	43-5528-1
耐荷重: 140kg	
メーカー希望小売価格 51,840 円	



入浴用シート パオ
メッシュブルー (ハーフサイズ)

商品番号
43-5507-1
耐荷重: 140kg
メーカー希望小売価格 42,120 円

介護保険
購入
対象品

販売品

情報